 ISO9001-2008	<b>شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان</b> <b>کد مدنی: N'0-00315</b>	
<b>اندازه گیری سختی</b>		

#### ۱. هدف:

اندازه گیری سختی

#### ۲. دامنه کاربرد:

آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و پسابها

#### ۳. تعاریف

سختی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارد. این املاح شامل کاتیونهایی مانند منیزیم کلسیم آهن آلومینیوم منگنز مس استرانسیم بوده که با آنیونهای بیکربنات کلرور سولفات سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند . سختی کل شامل سختی موقت یا کربناتی به اضافه سختی دائم یا غیر کربناتی می باشد. سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود و به املاح کربنات و بیکربنات کلسیم و منیزیم مربوط است. جوشاندن به مدت چند دقیقه باعث تجزیه بیکربناتها و خارج شدن  $\text{CO}_2$  و رسوب کربناتهای کلسیم و منیزیم می شود.

سختی دائم بواسطه وجود عناصری مانند سولفات و کلوروهای منیزیم و کلسیم که در اثر جوشیدن رسوب نمی دهند پدید می آید. سختی معمولاً به میلیگرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم بیان می شود.

#### ۴. مراجع و ضرائم:

استاندارد متد

#### اصول اندازه گیری:

اندازه گیری بر اساس سنجش حجمی با **EDTA**(اتیلن دی آمین ترا استیک اسید) در حضور آریوکروم بلک تی در محیط بافری انجام می شود.

#### اندازه گیری میزان سختی کل آب

##### اساس کار:

۱۰ میلی لیتر از نمونه آب را داخل اrlen ریخته و ۱ میلی لیتر بافر اضافه نموده آنگاه مقداری پودر آریوکروم بلک تی افزوده با محلول **EDTA** ۰/۰۰۰ نرمال تیترمی کنیم تغییررنگ ازینفیش به آبی می باشد. مقدار عدد خوانده شده، بیانگر میزان مجموع کلسیم و منیزیم بر حسب میلی اکی والان گرم در لیتر می باشد که اگر در عدد  $\frac{5}{1000}$  ضرب شود مقدار سختی کل بر حسب  $\text{mg/lCaCO}_3$  بدست می آید. نمونه های با سختی کم(کمتر از  $1\text{ mg/l}$ ) باید حدود ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر نمونه را انتخاب کنیم و متناسب با این حجم، مقدار مناسبی از بافر و شناساگر استفاده می کنیم و ازمیکروبورت برای تیترکردن استفاده می کنیم.

#### اندازه گیری میزان سختی موقت آب

##### اساس کار:

ابتدا حدود  $\frac{75}{1000}$  میلی لیتر آب نمونه را جوش آورده که پس از جوش آمدن مقداری از حجم آب کم می شود که با آب مقطر به همان حجم اولیه می رسانیم آنگاه نمونه را صاف کرده و ۱۰ میلی لیتر نمونه صاف شده را به آن ۱ میلی لیتر بافر اضافه نموده و پس از افزایش کمی پودر

 کد مذکو: N'0-00315	<b>شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان</b>	
اندازه گیری سختی		

اریوکروم بلک تی بامحلول **EDTA** ۰/۰۱ نرم‌ال تیترمی کنیم تغییرنگ ازینفیش به آبی می‌باشد. مقدار عدد خوانده شده را در عدد ۵۰ ضرب نموده تا میزان سختی موقت آب بر حسب **mg/ICaCO<sub>3</sub>** بدست آید.

محلواهای موردنیاز:  
بافر:

۱۶/۹ گرم کلریدآمونیوم(**NH<sub>4</sub>Cl**) را در ۱۴۳ میلی لیتر هیدروکسیدآمونیوم غلیظ (**NH<sub>4</sub>OH**) حل کرده و ۱/۲۵ گرم نمک منیزیم **EDTA** ریخته و با آب مقطر به حجم ۲۵۰ میلی لیترمی رسانیم.  
اگر نمک منیزیم **EDTA** در دسترس نیست، ۱/۱۷۹ گرم نمک دی‌سدیم **EDTA** و ۷۸/۰ گرم سولفات منیزیم (**MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O**) یا ۸۴۴/۰ گرم **MgCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O**(را در ۵ میلی لیترآب مقطر حل می‌کنیم این محلول را به محلول حاصل از احلال ۱۶/۹ گرم کلریدآمونیوم(**NH<sub>4</sub>Cl**) در ۱۴۳ میلی لیترهیدروکسیدآمونیوم غلیظ (**NH<sub>4</sub>OH**) (اضافه نموده و با آب مقطر به حجم ۲۵۰ میلی لیترمی رسانیم. برای تنظیم **PH=10** مقدار کمی از **EDTA** یا **MgCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O** یا **MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O** اضافه می‌کنیم.

اریوکروم بلک تی:  
نمک سدیم ۱-۱- هیدروکسی-۲- نفتیلازو-۵- نیترو-۲- سولفونیک اسیدشماره ۲۰۳ درایندکس رنگ . ۰/۵ گرم پودر اریوکروم بلک تی خشک را در ۱۰۰ گرم ۲ و ۲ نیتریلوتری اتان (که تری اتانول آمین نامیده می‌شود و یا ۲- متوكسی متانول (که اتیلن گلیکول مونومتیل اتر نامیده می‌شود) اضافه می‌کنیم. ۲ قطره در ۵۰ میلی لیترمحلول می‌ریزیم تا تیترشود حجم محلول را اگر نیازشده باید تنظیم نمود.  
۰/۵ گرم پودر اریوکروم بلک تی خشک را با ۱۰۰ گرم کلریدسدیم **NaCl** که به مدت ۲۴ ساعت در آون ۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفته باشد را بخوبی مخلوط کرده در هاون سائچه و در شیشه درسته نگهداری می‌کنیم.

#### محلول استاندارد **EDTA** ۰/۰۱ نرم‌ال:


۲/۷۲۳ گرم دی‌سدیم اتیلن دی‌آمین ترااستیک اسید<sup>۲</sup> آبه با نمک سدیم ترااستیک اسید(**EDTA**) را در آب مقطر حل کرده و به حجم ۱ لیترمی رسانیم و در مقابل کلسیم استاندارد تیتر می‌کنیم و یا ۱۰۰ میلی لیترمحلول **EDTA** ۱/۰ نرم‌ال تیترارول را با آب مقطر به حجم ۱ لیترمی رسانیم.

#### محلول کلسیم استاندارد:

۱ گرم پودرکربنات سدیم در یک اrlen مایر ۵۰ میلی لیتری ریخته یک قیف روی آن قرارداده، هر جندهفعه یک بار اسیدکلریدریک ۱+۱ اضافه می‌کنیم تا همه کربنات کلسیم حل شود. سپس ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر ریخته و چند دقیقه می‌جوشانیم تا همه گاز **CO<sub>2</sub>** خارج شود پس از سردشدن چند قطره شناساگرتیل را اضافه می‌کنیم سپس هیدروکسید آمونیوم ۳N یا اسیدکلریدریک ۱+۱ اضافه می‌کنیم تا رنگ تقریباً نارنجی ایجادشود سپس محتویات را به یک ظرف ۱ لیتری وارد کرده و با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. این محلول **I** ۱/۰۵ می‌باشد.

#### محلول هیدروکسید آمونیوم ۳N:

۱۰۵ گرم هیدروکسیدآمونیوم را با آب مقطر به حجم ۱ لیتر می‌رسانیم.



ISO9001-2008

کد مذکو: N'0-00315

## شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان



## اندازه گیری سختی

محلول اسیدکلریدریک ۱: + ۱

۵۰۰ میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ را آرام آرام به ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر می افزاییم.

روش استاندارد کردن EDTA

۲۵ میلی لیتر محلول کلسیم استاندارد را رقیق می کنیم و به حجم تقریباً ۵ میلی لیتر می رسانیم ۱ یا ۲ قطره محلول بافر می افزاییم که معمولاً افزایش ۱ قطره محلول بافر، **PH=10.1** تا **10.1** تا **EDTA** تیتر می کنیم تا رنگ بنفش ایجاد شود . مقدار حجم تیترانت خوانده شده برای استاندارد کلسیم باید ۵ برابر مقدار حجم اولیه استاندارد کلسیم استفاده شده باشد.

$$\text{mg/l hardness/CaCO}_3 = (A \times B \times 1000) / \text{ml sample}$$

فرمول محاسبه:

**A=** مصرفی برای نمونه است**B=** که در تعادل با ۱ میلی لیتر تیترانت می باشد